

fast-flow 250

Transportiert Milch schneller !



- Konische, kurze Milchschräuche bewirken einen beschleunigten Abtransport der Milch.
- Der kurze Milchschräuch ist am Zitzen-becher größer als am Einlaufstutzen des Sammelstücks.
- In Kombination mit dem strömungsoptimierten **fast-flow 250** Sammelstück ist ein staufreier, gleichmäßiger Abtransport der Milch aus dem Sammelstück gewährleistet.
- Gleichzeitig wird in der Entlastungsphase eine sehr gute Gewebeatlastung durch ein niedriges Vakuum an der Zitzenkuppe erreicht.

Um das richtige Vakuum zum fachgerechten Milchentzug an der Zitze zu haben, müssen das Gewicht des Melkzeuges sowie der Schaft- und Kopfdurchmesser des Zitzengummi zueinander passen.

Hier gibt es keine Kompromisse !
Mit dem **fast-flow 250** steht ein Melkzeug zur Verfügung, welches optimal am Euter sitzt!
Für jede Zitze gibt es das passende Zitzengummi !
Ob Naturkautschuk oder Silikon:

Das **fast-flow 250** löst jede Aufgabe !

